

DOKU YAPIŐTIRICISI

Tissue Aid



- *DikiŐsiz, daha az acı
- *Su geirmez ideal yara bakımı
- *Antibakteriyel, dŐŐk enfeksiyon riski
- *Daha iyi kozmetik sonu

DOKU YAPIŐTIRICI NE İİN KULLANILIR ?

Cerrahi kesilerden ve travmaya baėlı yırtıklardan kaynaklanan yaraları kapatma da topikal uygulama iin geliŐtirilmiŐ doku yapıŐtiricisidir. Derin dermal sŐtŐrler ile birlikte kullanılabilir.



0.8 gram aliminyum tŐp ve iki adet tek kullanımlık baŐlık ile sunulur.



Saėlıkta kaliteye imza...



Medikal Saėlık ŐrŐnleri

Tissue Aid doku yapıştırıcısının faydaları;

- * Yüksek viskoziteli 2-octyl cyanoacrylate (2-oktil siyanoakrilat) formülasyonu, yara kapatma da mükemmel sonuç verir.
- * Ortopedik cerrahi, göğüs cerrahisi, tiroidektomi, nefrektomi, sezaryen işlemlerinde kullanılır.
- * 0.8 gram tüp ile daha uzun yaralara uygulanır.
- * Yaralar 5-10 gün içerisinde iyileşir.
- * Sütür'e göre daha az operasyon zamanı harcanır ve işlem sırasında acı vermez.
- * Mikrobiyal bariyer özelliği sayesinde enfeksiyon riski çok düşüktür.
- * Su geçirmez olduğu için hastalar uygulama sonrası duş alabilir.
- * Oda sıcaklığında saklanabilir.
- * Biyo uyumludur.
- * Anestezi gerektirmez.
- * CE belgesi vardır.



Tissue Aid kullanılan hasta
İlk gün



Tissue Aid kullanılan hasta
30. gün



Sütür kullanılan hasta
İlk gün



Sütür kullanılan hasta
30. gün

Ekimed Medikal Sağlık Ürünleri Tekstil Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mah. Giyimkent Sit. 13. Sk. No: 6 A Esenler / İSTANBUL
Tel:(0212) 438 32 00 (pbx) Fax : (0212) 438 31 18
E-mail:info@ekimedmedikal.com

